

Bleiben Sie gesund.

Die Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E70/E80 mit dem PHYSIO 5007 bieten maximalen Freiraum für eine natürliche, intuitive Körperhaltung – eine Investition für Ihre Gesundheit.



KaVo. Dental Excellence.

Automatisch richtig stehen, sitzen, arbeiten.

Experten einer unabhängigen Prüfkommision aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen bewerten die Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E70 und KaVo ESTETICA E80 als auch den Behandlungsstuhl PHYSIO 5007 als ergonomisch optimalen Dentalarbeitsplatz.

Das KaVo Schwebestuhl-Konzept liefert überzeugende Ergonomieargumente durch die enorme Beinfreiheit unter dem Patientenstuhl. Selbst ein rückengerechtes Behandeln im Stehen ist möglich.

Die KaVo ESTETICA E70/E80 sind hochwertige Arbeitsplätze, bei denen die Greifwege passen. Innerhalb kürzester Zeit findet man zu einer intuitiven und präzisen Arbeitsweise. Das verbessert die Arbeitsabläufe und verhindert Stresssituationen.

Das mit einer Gasdruckfeder unterstützte Armsystem lässt sich schwebend mühelos in Position bringen. Der verstellbare Servicetisch am Arztelement bietet optimalen Zugriff und Benutzerkomfort. Es sind aber auch die Raffinessen wie die Ablagefläche für Brillenträger am Patiententeil, oder das bequeme Softpolster mit Sitzbankanhebung, die bei KaVo besondere Beachtung erhalten.

Der KaVo PHYSIO 5007 Behandlerstuhl überzeugt durch seine anatomisch geformte, in der Neigung verstellbare Sitzfläche und seiner einzigartigen Synchronmechanik. Dank dieser gemeinsamen Kipp-Bewegung von Rückenlehne und Sitzfläche wird ein rückengerechtes, dynamisches Sitzen ermöglicht.



Das innovative Schwebestuhlkonzept.

Ermöglicht entscheidend viel Bewegungsfreiheit. Der Platz unter dem Patientenstuhl ist geräumt – für Behandler und Assistenz. Dadurch sind unterschiedlichste Beinpositionen möglich, welche das dynamische Sitzen unterstützen.



Tiefstposition.

Die extreme Tiefstposition von 350mm ermöglicht eine natürliche Körperhaltung bei Behandlungen am sitzenden Patienten. Auch für kleine Behandler unter 1,80 m Körpergröße.




Höchstposition.

Die Höchstposition von 900mm ermöglicht die Behandlung liegender Patienten im Stehen – auch für Behandler mit einer Körpergröße von über 1,80 m.

Patientenlagerung nach Trendelenburg.

Synchron zur Rückenlehnenneigung hebt bzw. neigt sich die Fußablage des Patientenstuhls. Durch die erhöhte Lagerung wird das Kreislaufsystem des Patienten unterstützt. Die kombinierte Bewegung verhindert eine Stauchung und Streckung des Patienten während der Rückenlehnenverstellung.



Die KaVo ESTETICA E70/E80 bietet maximalen Freiraum für eine natürliche, intuitive Körperhaltung – eine Investition in Ihre Gesundheit.




Fußanlasser ermüdungsfrei bedienbar.

Der KaVo Fußanlasser wird mit Rechts-/Links- Bewegungen des Fußes bedient (keine Auf-/Ab-Bewegungen). Dieses Konzept ermöglicht die verspannungsfreie Bedienung selbst im Stehen. Dank kabelloser Variante kann der Fußanlasser völlig frei platziert werden.



Ergonomische Softpolster.

Zur Auswahl: Rückenlehne Progress mit schmaler Form unterstützt eine rückschonende Arbeitshaltung durch sehr nahen Zugang an den Patienten. Rückenlehne Comfort bietet, wie der Name schon sagt, höchsten Komfort für den Patienten.



Motorische Horizontalverschiebung (nur E80).


Maximale Beinfreiheit für Behandler und Assistenz. Die Muskulatur ermüdet meist durch eine statische Körperhaltung. Um dem vorzubeugen gibt der große Freiraum rund um die E80 und unter dem Patientenstuhl einzigartigen Bewegungsspielraum beim gemeinsamen Behandeln. Die flexibel verstellbaren Arzt- und Assistenzelemente passen sich jedem Positionswechsel frei schwebend mühelos an.



KaVo. Dental Excellence.

Gesunde Haltung auch für die Hand.

Mit KaVo Instrumenten wird intuitiv ergonomisch richtig gearbeitet.



Die Balance aus Leistung und Komfort.

- Komfortables, ermüdungsfreies und präzises Arbeiten durch geringes Gewicht
- Perfekt ausbalancierter Schwerpunkt.
- Lange Lebensdauer durch kollektorloses Motorkonzept und LED.
- Vielseitig, universell einsetzbar dank Plug&Play der INTRAMatic-Kupplung.
- SMARTdrive für volle Durchzugskraft bereits ab 100 U/min

Der neue Motoren-Maßstab:
25% kürzer
30% leichter*
Hightech – made in Germany

* im Vergleich zum bewährten
KaVo LUX KL702 Motor

Ergonomisch geformt schmiegen sich KaVo Instrumente in Behandlerhände. In jeder Instrumentenkombination, ob Turbine, Winkelstück, ... immer in Balance zwischen den Finger- und Handauflageflächen. Diese ausgewogene Instrumentenführung ermöglicht ein präzises und unverkrampftes Arbeiten.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ seit 15 Jahren: Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR)

Die Ursachen sind vielfältig und die Folgen schwerwiegend: Rückenschmerzen. Die „Volkskrankheit“ beeinträchtigt einen großen Bevölkerungsanteil; viele Menschen dabei so sehr, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben.

Seit mehr als 15 Jahren kämpft daher die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) mit Informationskampagnen und einem Gütesiegel für rückengerechte Produkte.

Ungünstige Arbeitspositionen und Bewegungsabläufe führen zu Rückenbeschwerden. Von zentraler Bedeutung für Schmerzen im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich sind dabei Fehlhaltungen und einseitige Belastungen am Arbeitsplatz.

Die AGR verfolgt seit ihrer Gründung 1995 einen ganzheitlichen Ansatz bei der Behandlung und Vorbeugung von Rückenleiden. Vereinsziel ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Rückenschmerzen zu schaffen und darüber aufzuklären, wie sich diese im Alltag reduzieren oder ganz verhindern lassen. Zudem vergibt die AGR ein Gütesiegel an besonders rückengerechte Produkte. Das Prädikat „Geprüft & empfohlen“ erhalten dabei nur Produkte, die den strengen Prüfkriterien einer unabhängigen, multidisziplinären Expertenkommission aus Medizinern und Therapeuten genügen.

„Es entscheiden die unabhängigen Experten der Prüfungskommission über die Vergabe des Siegels“, so Detlef Detjen, der Pressesprecher und Stellvertretende Geschäftsführer der AGR, „auch deshalb wurden wir unter anderem von der Stiftung ÖKO-TEST für die Transparenz und Unabhängigkeit bei der Vergabe des Siegels ausgezeichnet.“

Das Gütesiegel wurde in Zusammenarbeit mit den beiden größten deutschen Rückenschulverbänden, dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen e. V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V., entwickelt. Mitglieder des eingetragenen Vereines sind ausschließlich Ärzte und Therapeuten.

Entscheidend für eine Auszeichnung ist unter anderem das ergonomische Gesamtkonzept der Produkte. Das Prüfverfahren ist sowohl vom Hersteller als auch von der AGR abgekoppelt. In der Regel einmal jährlich entscheidet eine multidisziplinär besetzte Kommission aus Medizin und Therapie über die Vergabe der Auszeichnungen. Zunächst meldet ein Hersteller ein Produkt zur Prüfung an. In einem zweiten Schritt muss der Produzent darlegen, was das Produkt kann und warum es das Prädikat rückenschonend verdient. An dieser Stelle scheitern bereits die meisten Anwärter. Von 100 Produktanmeldungen bleiben hier noch maximal fünf übrig. Danach werden von Ärzten und Therapeuten – je nachdem was für ein Produkt bewertet werden soll – Kriterien festgelegt. Im letzten Schritt prüft die unabhängige Kommission das jeweilige Produkt und entscheidet über das Siegel. Weitere Informationen unter www.agr-ev.de.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



KaVo. Dental Excellence.