

KaVo ESTETICA® E50


Najlepsze rozwiązania w życiu są proste.

100
KaVo
1909 – 2009



KaVo. Dental Excellence.

Wiele inteligentnych szczegółów i jeden prosty cel. Pracować intuicyjnie.



Co należy do systemu zabiegowego, który przekonuje prostotą?

Ktokolwiek chce zoptymalizować i uprościć zabiegi stomatologiczne, musi przede wszystkim zrobić jedno: zadawać pytania. Jakie założenia są konieczne, żeby mogli Państwo całkowicie intuicyjnie obsługiwać pulpit lekarza? Jak musi sprawować się fotel pacjenta, żeby pacjenci zawsze chętnie do Państwa wracali? Jak Państwa asystenci mogą pracować wydajniej i efektywniej? Jak kształtuje się koncepcja higieny, która gwarantuje Państwu i Państwa współpracownikom oszczędność czasu oraz najlepszą możliwą ochronę każdego dnia?

Odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymają Państwo na kolejnych stronach.

Teraz mogą Państwo skoncentrować się w pełni na pracy przy pacjencie.



Każdy lekarz wykonujący wiele zabiegów potrzebuje intuicyjnie obsługiwanego pulpitu.

Czysta intuicja: wszystkie funkcje można szybko i wygodnie wywołać.

Czasochłonne wdrażanie i wielogodzinne przeglądanie instrukcji obsługi to już przeszłość.


Teraz siadając przy unicie można zdać się na siebie ponieważ wybór odpowiedniego programu ułatwią bezpośrednie klawisze standardowych funkcji.

Dzięki możliwości dowolnego wyboru instrumentów pozostaną Państwo elastyczni również w przyszłości.

Mają Państwo całkowitą swobodę przy doborze instrumentów. Mają Państwo możliwość doposażenia KaVo ESTETICA E50 w funkcje endoskopu oraz chirurgii HF lub w innowacje typu skaler ultradźwiękowy PiezoLED, czy najnowocześniejszy napęd na rynku - KaVo COMFORTdrive.

Dzięki intuicyjnej klawiaturze KaVo ESTETICA E50 można szybko i łatwo obsługiwać. Po zdjęciu instrumentu otrzymują Państwo wszystkie ważne informacje.



Inne życzenia? Funkcją MEMOdent szybko wywołają Państwo parametry zapisane dla każdego instrumentu przy zabiegach powtarzalnych



Przy zakupie mogą Państwo wybrać pulpit z pięcioma lub sześcioma uchwytami na instrumenty i skonfigurować każdą pozycję zgodnie z życzeniem.



Ergonomia jest tym, czym jest KaVo. Po prostu.



Optymalna ergonomia dzięki niewielkiej wysokości stołu wynoszącej 45 cm. Dużą przestrzeń zabiegową gwarantuje maksymalna długość wyciągu rękawów wynosząca 90 cm.

Droga do poprawy komfortu.



Mogą Państwo zawsze ustawić pulpit tam, gdzie będzie Państwu najwygodniej. Dzięki dłuższym rękawom oraz zmini-malizowanej wysokości stołu zawsze istnieje możliwość opty-malnego ustawienia pulpitu, co pozwala uniknąć męczących pozycji zabiegowych. Niewielka wysokość stołu ogranicza dodatkowo niebezpieczeństwo kolizji z lampą zabiegową, mikroskopem, lampą czołową i okularami powiększającymi.

Optymalne uchwyty - dla zwiększonej efektywności na wyciągnięcie ręki.

Specjalnie zaprojektowany pulpit asysty jest nie tylko elegancki, ale również bardzo funkcjonalny. Lekarz może wybrać sobie rodzaj tacek, które może umieścić pod swoim stolikiem. Tackę tę można przesunąć w poziomie aby uzyskać najwygodniejszą i najbardziej ergonomiczną dla siebie pozycję.

Intuicyjny pulpit lekarza - zalety dla Państwa:

- Intuicyjna, wydajna praca dzięki logicznej i łatwej obsłudze.
- Sterowanie klawiszami bezpośrednimi.
- Konstrukcja modułowa z możliwością konfiguracji i rozbudowy.
- Wszystko bezpośrednio w zasięgu ręki.



Niezależnie od tego, czy przeprowadzają Państwo zabieg samodzielnie, czy z asystą, pulpit lekarza i pulpit asysty można optymalnie ustawić dzięki dużemu promieniowi obrotu.



Państwa pacjenci poczują się pewniej.

Należy zawsze ustawić pozycję optymalną dla pacjenta.

Gdy pacjent wygodnie ułoży się na fotelu, możemy być pewni, że zminimalizowaliśmy możliwość jego poruszenia się podczas zabiegu do minimum. Miękkie obicie, ergonomiczne siedzisko i wygodne oparcie zostały zaprojektowane specjalnie po to by pacjent czuł się w Państwa gabinecie komfortowo, a Państwo żebyście mieli najlepszy do niego dostęp.



Dzięki unoszonemu siedzisku mogą Państwo wygodnie ułożyć każdego pacjenta.



Doskonałe ułożenie głowy pacjenta dzięki regulacji 2-przegubowego zagłówka.



2-przegubowy zagłówek z doskonałym podparciem na kark.



Dzięki możliwej najniższej pozycji 395 mm i najwyższej pozycji 780 mm fotel pacjenta można dopasować do wszystkich zabiegów.

Dobrze ułożony pacjent to idealny dostęp do pola zabiegowego.

Głowę pacjenta należy umieścić tak, by mogli Państwo komfortowo przy nim pracować. Macie Państwo do wyboru dwa rodzaje zagłówków oraz możliwość zamontowania nakładki magnetycznej, która szczególnie wygodna jest dla pacjentów podczas wielogodzinnych zabiegów stomatologicznych.

KAVOLUX 1410 i wszystko staje się jasne.

Lampa zabiegowa KAVOLUX 1410 pozwala na optymalne oświetlenie pola zabiegowego. Regulacja natężenia światła od 8000 do 30000 LUX to idealne rozwiązanie dla uzyskania najlepszych efektów klinicznych. Lampa jest wygodna w użytkowaniu, można ją w bardzo prosty sposób czyścić, a uchwyty, których codziennie używasz do jej pozycjonowania są łatwe do demontażu i sterylizacji.



KaVo LUX 1410 bezpieczeństwo dla Państwa i dla pacjentów.

Wygoda pacjenta i jego idealne oświetlenie, to komfort pracy dla Państwa:

- Idealne ułożenie pacjenta o każdym wzroście.
- Miękką tapicerkę i ergonomiczne oparcie.
- Możliwość wyboru najlepszego dla Państwa zagłówka.
- Najwyższa pozycja fotela dopasowana do lekarzy pracujących w pozycji stojącej.
- Lampa zabiegowa KAVOLUX 1410, która daje światło zbliżone do dziennego.



Twój komfort pracy jest dla nas najważniejszy.

Ergonomia i higiena.

Mogą Państwo sterować funkcjami fotela, instrumentów i multimedii za pomocą sterownika nożnego. Praca ze sterownikiem jest bardzo prosta i w żaden sposób nie obciąża Państwa stóp. Dodatkowo mają Państwo wolne ręce, co usprawnia pracę z pacjentem.

Możecie Państwo wybrać sobie jeden z dwóch sterowników nożnych: przewodowy lub bezprzewodowy.

Memodent - pamięć absolutna.

Funkcja Memodent umożliwia Państwu zapisanie parametrów pracy w bardzo prosty sposób. Aby je wywołać wystarczy w odpowiednim miejscu i delikatnie nacisnąć stopą sterownik nożny.

Nowa technologia KaVo. Bezprzewodowy sterownik nożny.

Praca z bezprzewodowym sterownikiem nożnym jest przyjemna i czysta. Akumulator ładuje się zaledwie trzy godziny aby później być w pełnej gotowości przez dwa miesiące. Brak kabli nie tylko sprawia, że w Państwa gabinecie robi się więcej miejsca, jest bezpieczniej, ale również wpływa na zachowanie wysokiego poziomu higieny.

Dla Państwa liczy się efekt. Dla asysty możliwość szybkiego działania.

Przyciski bezpośredniego wyboru - zabieg bez zbędnych przerw.


Aby ułatwić pracę Państwa asystce, stworzyliśmy przyciski bezpośredniego wyboru na jego pulpicie. Dzięki nim możliwe stało się uruchomienie wszystkich najważniejszych funkcji unitu wykorzystywanych w pracy z pacjentem: napełnianie kubka, płukanie misy spluwaczki, intensywne odkażanie, HYDROclean, przyciemnianie światła, zegar, itp. Same potrzebne funkcje - żadnych zbędnych przycisków.

Z KaVo ESTETICA E50 Państwa asysta zawsze pracuje efektywnie.

Pulpit asysty został tak zaprojektowany by można go było ustawić idealnie do sytuacji. Dzięki regulowanej wysokości asysta może uczestniczyć w zabiegach wykonywanych w pozycji stojącej.

Przełącznik nożny i pulpit asysty - zalety dla Państwa:

- Łatwość obsługi fotela, instrumentów i multimedii dzięki sterownikowi nożnemu.
- Wygodne, nie obciążające stawów sterownię stopą.
- Bezprzewodowy sterownik nożny dla lepszej higieny pracy.
- Dokładne sterownię funkcjami unitu dzięki opcji Memodent.
- Intuicyjna obsługa pulpitu asysty dzięki klawiszom bezpośredniego wyboru.
- Maksymalna swoboda ruchów dzięki regulowanej wysokości pulpitu asysty.



Inwestycja w przyszłość: regulowanie wysokości pulpitu asysty gwarantuje ergonomiczną pracę oraz sprawny przebieg pracy.

Dzięki przyciskom wyboru bezpośredniego i przejrzystym funkcjom pulpit asysty jest wygodnym narzędziem pracy.



Doskonała higiena i oszczędność czasu.

Czysta sprawa z zewnątrz ...

Czyszczenie unitu ESTETICA E50 jest niezwykle proste. Wystarczy zdjąć wszystkie elementy i wyczyścić je przeznaczonym do tego środkiem, ewentualnie dodatkowo wydezynfekować. Inne powierzchnie unitu można czyścić płynami w aerozolu. Najlepiej rekomendowanymi przez producenta.

... i od środka.

Łatwy w czyszczeniu system odsysająco-filtrujący oszczędza Państwu i Państwa współpracownikom dodatkowy czas podczas pracy związanej z higieną. Filtr ssący można bez problemu i bezpiecznie wymienić.

HYDROclean dla jak najdłuższej funkcjonalności unitu.

Zastosowanie tej funkcji pozwoli na sprawne funkcjonowanie systemu odsysania w Państwa unicie. Program można uruchomić ręcznie i działa on automatycznie, co pozwala zaoszczędzić Państwa czas. System ten generuje również zysk ponieważ zbędny staje się zakup części zamiennych oraz konserwacja sprzętu prowadzona przez serwis.

Bezpieczny DEKASEPTOL.

KaVo DEKASEPTOL to gotowa substancja do dezynfekcji rękawów ssących. Występuje w postaci żelu, osiada na wewnętrznej stronie rękawów by delikatnie je czyścić i dezynfekować.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich.

Ochrona przed drobnoustrojami.

KaVo spełnia najwyższe wymagania higieniczne, które powinno się stosować w gabinetach stomatologicznych. Dzięki KaVo OXYGENAL Państwa pacjenci chronieni są przed drobnoustrojami, których najwięcej gromadzi się w unicie podczas jego postoju: weekendy, urlopy. Dodatkowy program intensywnego odkażania trwa tylko 45 minut i daje Państwu pewność prawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji, co ważne jest również po leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka.

Zawór zasysania powrotnego.

Zawór zwany „Back suck system” dodatkowo chroni Państwa, zespół oraz pacjentów przed zakażeniem. Podnosi to poziom bezpieczeństwa w Państwa klinice.



Uchwyty, maty silikonowe, spluwaczka, tacki na instrumenty można łatwo zdjąć i wydezynfekować. Filtry zasysające można łatwo i bezpiecznie wymienić dzięki higienicznym uchwytom.

Rozwinięty system higieny w nowym unicie ESTETICA E50, to czysty zysk!

- Automatyczny program dla zachowania higieny na najwyższym poziomie.
- Oszczędność czasu dzięki automatycznym funkcjom.
- Standard higieny zgodny z wytycznymi RKI.
- Zawór zasysania powrotnego jako dodatkowe zabezpieczenie.
- Doskonała higiena dzięki zamknięciu dolnej i górnej obudowy i braku szczelin, w których łatwo gromadzi się brud.

Higiena łatwa w utrzymaniu: wszystkie powierzchnie wykonano bezszczelinowo i są one łatwe w czyszczeniu.

Już dziś pomyśl o przyszłości.

Jak powinien być zbudowany unit, który zagwarantuje Państwu pracę teraz i w przyszłości?

Jak mogą Państwo zagwarantować dopasowanie systemu do zadań i zwyczajów Państwa praktyki, jeśli ulegną one zmianie? Co stanie się, jeśli pojawią się nowe metody leczenia? Jakie technologie należy uwzględnić już dziś? Jaki napęd będzie pasował do Państwa instrumentów również w przyszłości? Jakie złącza umożliwią późniejsze rozbudowanie unitu?

Wszystkie odpowiedzi otrzymają Państwo na kolejnych stronach.




Przy wyborze unitu stomatologicznego nie należy zapominać o przyszłości. KaVo ESTETICA E50 to słuszną decyzją.



Bądź otwarty na nowości. Przyszłość jest już teraz w zasięgu ręki.

Bezpieczna przyszłość z KaVo.

Czy wiesz Państwo już dziś, jaka będzie specjalność zabiegów w Państwa gabinecie w przyszłości? Nie trzeba się nad tym zastanawiać. Dzięki KaVo mają Państwo możliwość doposażenia pulpitu w dodatkowy, szósty uchwyt. Mają Państwo całkowitą dowolność przy wyborze instrumentów.



Już dziś otrzymasz najlepsze wyposażenie do endodoncji.


W prosty sposób mogą Państwo doposażyć unit KaVo ESTETICA E50 do wykonywania najbardziej wymagających zadań, jak np. endodoncja: mikrosilnik KL 702 bez kolektora z opcjonalnym sterowaniem momentem obrotowym dysponuje funkcją autoreverse i autoreverse forward. W trybie endodoncji sterują Państwo przedziałem obrotów od 100 do 40.000 na minutę.



Mikrosilnik wygodnie układa się w dłoń i posiada możliwość pełnej sterylizacji.

Z KaVo SMARTdrive w przyszłość.

Nowe sterowanie silnika SMARTdrive oferuje precyzyjną, efektywną i pozwalającą zaoszczędzić czas pracę.



Zachęcamy do skorzystania z i pozbawionego wibracji przy rozruchu KaVo SMARTdrive z poszerzonym przedziałem obrotów od 100 do 40.000 na minutę.

Dzięki PiezoLED mogą Państwo efektywnie leczyć pacjentów.

Nowy skaler PiezoLED gwarantuje precyzyjne i efektywne oczyszczanie zęba, a zastosowana w nim technologia KaVo CARE umożliwia precyzyjne sterowanie jego mocą. Lekka konstrukcja i ergonomiczny design gwarantują komfortowe warunki pracy podczas zabiegów.

PiezoLED: innowacyjna technologia KaVo CARE ze zintegrowaną kontrolą feedback dla najwyższych standardów leczenia pacjentów.

Siła i lekkość połączone w COMFORTdrive.

Wraz z COMFORTdrive firma KaVo zapoczątkowała nową erę instrumentów stomatologicznych. Kątnica COMFORTdrive może być stosowana do każdego rodzaju preparacji. Jest idealna nawet przy wielogodzinnych zabiegach ponieważ jej punkt ciężkości został tak wyważony, by nie powodować dodatkowych obciążeń dłoni.

USB złącze z przyszłością.



Dzięki interfejsowi USB unit KaVo Estetica E50 jest urządzeniem przyszłościowym. System smodzielnie rozpoznaje nowy, podłączony sprzęt

Indywidualne wyposażenie - zalety dla Państwa:

- Zintegrowany SMARTdrive dla precyzyjnej pracy w niskim przedziale obrotów.
- Mikrosilnik KL 702-Mikromotor oraz zintegrowane sterowanie momentem obrotowym do prac endodoncyjnych.
- PiezoLED dla efektywnych zabiegów pozwalających zaoszczędzić czas.
- Najnowsza technika instrumentów z COMFORTdrive dla sprawnej i efektywnej preparacji.
- Standaryzowane złącza do bezproblemowego podłączenia urządzeń zewnętrznych.
- Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego.



KaVo COMFORTdrive to moc w wadze lekkiej.

Spójrz odważnie w przyszłość.

Inwestycja w przyszłość.

KaVo Estetica E50 został zaprojektowany z myślą o stale rozwijającym się rynku usług stomatologicznych. Kompletnie nowa elektronika, to innowacyjne i przede wszystkim funkcjonalne wyposażenie Państwa praktyki na przyszłość.

Postaw na nowoczesną klasykę.

Państwa system jest w stanie spełniać oczekiwania Państwa i pacjentów zarówno teraz jak i w przyszłości. Zawsze modny design i nowoczesne, atrakcyjne kolory - tak będą wyglądały trendy w przyszłości.

Rozbudowane funkcje „update” pozwolą zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze.

Dzięki zintegrowanej funkcji Mediageteaway szybko i przede wszystkim korzystnie cenowo będą mogli Państwo dokonać aktualizacji systemu i rozbudować go o obowiązujące w przyszłości standardy.



Sięgaj gdzie wzrok nie sięga.

Komfort pracy z systemem ERGOcom.

System ten pozwala na proste połączenia wszystkich systemów wykorzystywanych w Państwa gabinecie: unitu stomatologicznego, komputera i innych systemów multimedialnych. W ten sposób możecie Państwo wyświetlić diagnozę postawioną pacjentowi wraz z dołączonymi zdjęciami RTG, mikroskopowymi czy z kamery wewnątrzustnej.

ERGOcom - system zawsze gotowy do pracy.

Aby używać systemu ERGOcom nie muszą Państwo być podłączeni do komputera i nie muszą Państwo instalować specjalnie okablowania. Funkcjami systemu można sterować zarówno za pomocą sterownika nożnego, jak i dzięki funkcjom pulpitu lekarza w unicie.

ERGOCam - kamera wewnątrzustna KaVo.

Dzięki kamerze wewnątrzustnej ERGOcam możecie Państwo skutecznie wyjaśnić swoim pacjentom skąd bierze się konieczność i jak wyglądać będzie dalsza droga leczenia. Kamera jest bardzo lekka, a dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED możecie Państwo uzyskać najlepszy obraz, bez żadnego zacielenia.

ERGOcom light Multimedia - zalety dla Państwa:

- Możliwość wyświetlenia obrazów z kamery również bez komputera.
- Wyświetlanie czterech obrazów z kamery jednocześnie.
- Obrazy komputerowe, mikroskopowe i RTG na wyświetlaczu unitu stomatologicznego.
- Higieniczna obsługa dzięki higienicznemu sterownikowi nożnemu.

Kamera wewnątrzustna ERGOcam oferuje pacjentom możliwość obejrzenia własnej jamy ustnej na wyświetlaczu. Robienie doskonałych zdjęć, wgląd i powiększenie - Państwa pracę będzie łatwiej pojąć.



Wykorzystajcie Państwo czas oczekiwania na zabieg i poinformujcie pacjenta o swojej ofercie.



Prosta decyzja:
najwyższa jakość za rozsądne pieniądze.

**Z czego składa się system zabiegowy,
na którym można w 100 procentach polegać?**

Jakie normy jakościowe musi stosować producent, żeby byli Państwo całkowicie zadowoleni? Jak powinien być zbudowany unit, na którym można w 100% polegać? Czy możliwe jest spełnienie wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska przy jednoczesnym zachowaniu higieny? I wreszcie - jaki design przekona pacjentów, że mogą się zawsze czuć bezpiecznie?

Wszystkie odpowiedzi otrzymają Państwo na kolejnych stronach.

Płynna praca każdego dnia, również po wielu latach, jak na nowym urządzeniu: z tego znane są unity stomatologiczne KaVo.



Perfekcyjne wykonanie



KaVo to uznana i wysoka jakość.

Nasze wymogi w stosunku do wszystkich produktów KaVo są niezwykle wysokie. Tylko w ten sposób możemy spełnić wysokie oczekiwania naszych klientów. Nasze produkty są konstruowane w precyzyjny i solidny sposób. Uznane, wartościowe materiały i komponenty, gwarantują niezawodność KaVo ESTETICA E50. Dzięki temu decydując się na KaVo ESTETICA E50 wybierają Państwo najwyższą jakość.

KaVo ESTETICA E50 przyniesie Państwu zysk.

System ESTETICA E50 został opracowany na podstawie doświadczenia jakie zdobywaliśmy przez ponad 100 lat naszej działalności. KaVo ESTETICA E50 spełni Państwa oczekiwania i na pewno sprosta wyzwaniom jakie niesie ze sobą przyszłość.

Jakość KaVo - zalety dla Państwa:

- Solidna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów.
- Precyzyjny montaż z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
- Bezpieczeństwo użytkowania.
- Idealny stosunek jakości do ceny.

DEKASEPTOL Gel: nieszkodliwy dla środowiska i podlegający rozkładowi biologicznemu zgodnie z wytycznymi OECD. Nie zawiera aldehydu, fenolu i chloru. Jest substancją bezpieczną.



Ochrona środowiska w gabinecie.

Nasze produkty produkowane są w Niemczech i spełniają najsurowsze niemieckie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Do tego dochodzi również przekraczająca średnią trwałość i zgodna z RoHS utylizacja sprzętu elektrycznego.



Mogą Państwo na nas polegać: sprawdzona jakość zgodna z najwyższymi standardami światowymi.




Bogata kolorystyka i wybór wyposażenia dodatkowego specjalnie dla Państwa.

Zawsze modne kolory.

Niezależnie od tego, jak urządzi Państwo swój gabinet, dopasują Państwo kolor unitu KaVo Estetica E50. Zachęcamy do zestawienia koloru tapicerki i lakieru zgodnie z Państwa indywidualnym życzeniem. Prosimy zwrócić uwagę na dwa zupełnie nowe kolory: edycja chrom - czekoladowy brąz lub granat.

Kolory lakierów




NOWOŚĆ! Modne kolory KaVo.



Kolory tapicerki



NOWOŚĆ! Modne kolory KaVo.



Edycja chrom to nie tylko uszlachetnienie unitu chromowanymi brzegami, ale również lakier podstawy fotela pacjenta w nowoczesnym kolorze.



Stwórz swój indywidualny unit: swój indywidualny unit.

	TM	S		TM	S
Fotel pacjenta	●	●	Pulpit asystenta	●	●
Standard	●	●	z modulem Comfort	●	●
Unoszone siedzisko	●	●	Ssak	●	●
Miękka tapicerka	●	●	Ślinociąg	●	●
			Wielofunkcyjna strzykawko-dmuchawka	○	○
Oparcie	●	●	Wielofunkcyjna strzykawko-dmuchawka	○	○
Progress	●	●	Lampa polimeryzacyjna LED	○	○
			Uchwyt do tacki Tray	○	○
Zagłówek	●	●	Uchwyt do DIAGNOdent	○	○
2-przegubowy z pokręteł	●	●	Regulowany pulpit asysty	●	●
2-przegubowy z przyciskiem	○	○	Regulowany pulpit asysty o regulowanej wysokości	○	○
Nakładka magnetyczna	○	○	Rolki prowadzące rękawa ssaka ślinociągu	○	○
			Zawór selektywny	○	○
Podłokietnik	●	●			
Prawy	●	●	Koprus urządzenia		
Lewy	●	●	Spluwaczka porcelanowa	●	●
			Spluwaczka szklana	x	x
Pulpit lekarza	●	●	VACUstopp	x	x
1. rękaw do turbiny	●	●	Stałe odkażanie ²	●	●
1. silnik LUX K 200	x	x	Intensywne odkażanie	●	●
1. silnik LUX KL 702	x	x	HYDROclean (system płukania)	○	○
Trzyfunkcyjna strzykawko-dmuchawka	●	●	Boiler wody ciepłej	●	●
Wielofunkcyjna strzykawko-dmuchawka	○	○	MEDIAgateway	○	○
2. rękaw turbiny	○	○			
2. silnik LUX K 200	○	○	System zasilający		
2. silnik LUX KL 702	○	○	Blok wody DVGW	●	●
SMARTdrive	●	●	Blok wody kompakt	x	x
Funkcja endodontyczna	○	○	Butla wody DVGW	x	x
COMFORTdrive	○	○	Regulator podciśnienia	x	x
PiezoLED Scaler	○	○	Przylącze instrumentów dodatkowych	○	○
MEMOdent	●	●			
Mała przeglądarka zdjęć RTG	○	○	System utylizacji		
Panoramiczna przeglądarka zdjęć RTG ¹	○	○	Zawór spluwaczkowy	●	●
(do wspornika lampy zabiegowej)			Separator amalgamatu Durr	x	x
Uchwyt tacki dla US-tray	x	x	Separator	x	x
Uchwyt tacki dla 1 norm-tray	x	x	Osadnik ciężkich odpadków	x	x
Uchwyt tacki dla 2 norm-tray	●	●			
Podgrzewacz wody do instrumentów	○	○	Inne		
Roztwór soli fizjologicznej	○	○	Sterownik nożny Premium		
Zatrzymanie ssania powrotnego dla instrumentów	●	●	Lampa zabiegowa KAVOLUX 1410	○	○
Elektrochirurgia HF	○	—	Lampa zabiegowa EDI	○	○
Złącze USB	○	○	Lustro powiększające do lampy 1410	○	○
ERGOCam	○	○	Słupek do lampy	○	○
			Servicebox pacjenta	○	○
			ERGOCam light	—	—
			Zestaw podstawowy DEKASEPTOL	○	○
			Pakiet higieniczny	●	●

● Wyposażenie seryjne ○ Wyposażenie opcjonalne x Pozycja musi być wybrana — Brak możliwości dostawy

1 Nie w połączeniu z multimediami
2 Tylko z blokiem wodnym DVGW i butlą DVGW





KaVo. Dental Excellence.